

VivaChek™ *Ino*



Systeme de surveillance de la glycémie

Test **Facile**, Contrôle **Facile**

SANS CODAGE



PIONNIER DANS LE DIAGNOSTIC ET TESTS RAPIDES



DIABÈTE CARE

VivaChek™ Ino

© Objectif attendu du contrôle du diabète


Les valeurs de la glycémie varient selon plusieurs facteurs : la prise d'aliments, du dosage du traitement, de l'état de santé, du stress et de l'activité physique. Le contrôle vous permettra de garder une trace de vos résultats afin de prendre des décisions de santé et de mode de vie quotidien pour vous aider à mieux gérer votre diabète idéalement et ainsi maîtriser la glycémie à un niveau proche d'un sujet normal (non diabétique) autant que vous pouvez, sans prendre de risque.

Valeurs normales de glycémie chez l'adulte¹

| Temps | intervalle,mg/dl | intervalle,mmol/l |
|------------------------------------|------------------|-------------------|
| Avant les repas | 80-130 | 3.9-7.2 |
| 1-2 heures après le début du repas | moins de 180 | moins de 10 |

En pratique, consultez votre professionnel de santé pour votre valeur de référence.

Référence :
1.Recommandations cliniques pratiques ADA ,2015



© **Le test avec le système VivaChek™ Ino , facilite le contrôle de la glycémie**



Facile et précis



Résultats en 5s



0,5 µL de sang



Mémoire de 900 tests

© **Fonctions avancées en option**

- 900 résultats mémorisés avec date et heure , et moyenne des 7,14 et 30 derniers jours
- 5 rappels de tests qui aident à faciliter le contrôle
- Alerte cétone et alerte Hypo réduisent les risques causés par les valeurs glycémiques extrêmes

© **Une fonction de gestion des données**

Le logiciel de gestion des données VivaChek™ vous aide à reconnaître votre profil diabétique et identifier comment le traitement et le mode de vie influencent votre glycémie



Port de bandelette distinct -
Insertion facile de la bandelette

Technologie sans codage -
Réduire le risque d'oubli de changement
du codage, augmenter la confiance de
contrôle et l'expérience de l'utilisateur *

Ecran large -
Facile à lire

Facile à utiliser -
Fonctions avancées en option

Ejecteur de bandelettes -
Rejeter facilement la bandelette utilisée
afin d'éviter toute contamination





**Taille compacte et conception
ergonomique -**
Confortable à porter

Port Micro-USB -
Transfert rapide des données

* Les études ont démontré qu'une personne
diabétique sur 6 oublie de changer le codage
lorsqu'elle utilise un appareil avec codage



◎ **Le système VivaChek™ Ino permet d'obtenir le résultat de glycémie en 5 secondes**



VivaChek™ Ino


Test Facile, Contrôle Facile



ISO 15197:2013



ISO 15197:2015





PIONNIER

DANS LE DIAGNOSTIC
ET TESTS RAPIDES



✉ 56 rue Larbi Ben mhidi Alger centre, Algérie

☎ Tel : +213 (0) 23 30 93 89 / 90 / 91

📠 Fax : +213 (0) 23 30 94 02

@ contact@bio-organix.com